


NEVADENT



GUMKI STOMATOLOGICZNE

www.nevadent.pl

CCO Costsave Composite

Ekonomiczna Linia do Kompozytu



polerowanie wstępne

polerowanie końcowe

2-stopniowa, ekonomiczna linia do polerowania, bez pokrycia diamentowego.

OCO Onestep Composite

Skrócona Linia do Kompozytu



OCO108F

polerowanie końcowe

Linia impregnowana diamentem do wykańczania i polerowania wszystkich rodzajów kompozytów. Została stworzona do wykańczania i polerowania w końcowym etapie.



MCO Master Composite

Linia Master do Kompozytu



polerowanie zgrubne

polerowanie pośrednie

polerowanie końcowe

Miękka i dopasowująca się 3-stopniowa linia impregnowana diamentem. Uznana linia stosowana do modelowania, wygładzania i polerowania na wysoki połysk.

SCC Star Composite Ceramic

Linia Star do Kompozytu i Ceramiki



polerowanie wstępne

polerowanie końcowe



Precyzyjna i efektywna 2-stopniowa linia pokrywana diamentem. Wykazuje połączone zastosowanie: zarówno do bardzo twardych wypełnień z kompozytu jak i do ceramiki.

BCE Basic Ceramic

Podstawowa linia do ceramiki



BCE107M

polerowanie wstępne



BCE122M



BCE107F

polerowanie pośrednie



BCE122F



BCE107XF

nabłyszczanie



BCE122XF



Ekonomiczna 3-stopniowa linia impregnowana węglikiem krzemem służy do polerowania wszelkiego rodzaju ceramiki.

SCE Star Ceramic

Linia Star do Ceramiki



SCE103C



SCE108C

polerowanie zgrubne



SCE126C



SCE143C



SCE103M



SCE108M



SCE126M

polerowanie pośrednie



SCE143M



SCE103F



SCE108F

polerowanie końcowe



SCE126F



SCE143F



3-stopniowa linia impregnowana diamentem do ceramiki i metalu o dwukolorowych głowicach. Służy do wykańczania ceramiki bez konieczności glazurowania w wysokiej temperaturze w celu uzyskania końcowego połysku.

ICE Innovation Ceramic

Innowacyjna Linia do Ceramiki



ICE103C



ICE108C

polerowanie zgrubne



ICE124C



ICE143C



ICE103M



ICE108M



ICE124M

polerowanie pośrednie



ICE143M



ICE103F



ICE108F

polerowanie końcowe



ICE124F



ICE143F



3-stopniowa linia do ceramiki, impregnowana diamentem, o niskim stopniu nagrzewania. Stosowana jest do wykańczania, wygładzania i polerowania na wysoki połysk.

SCC STAR Composite Ceramic

Linia STAR do Kompozytu i Ceramiki



SCC107M



SCC108M



SCC124M



SCC143M



SCC107F



SCC108F



SCC124F



SCC143F

polerowanie wstępne

polerowanie końcowe

Precyzyjna i efektywna 2-stopniowa linia pokrywana diamentem. Wykazuje połączone zastosowanie: zarówno do bardzo twardych wypełnień z kompozytu jak i do ceramiki.

EZA Evolution Zircon Alloy

Linia do Cyrkonu



EZA103CX



EZA108XC



EZA124XC



EZA143XC



EZA103F



EZA108F



EZA124F



EZA143F

polerowanie

polerowanie pośrednie



EZA103MC



EZA108M



EZA124M



EZA143M

polerowanie końcowe

3-stopniowa linia o unikalnych wzorach, impregnowana diamentem, stworzona specjalnie do cyrkonu choć równie dobrze nadaje się do metali.

BAL Basic Alloy

Podstawowa Linia Profilaktyczna do Metali



BAL107M



BAL109M



BAL123M



BAL121M

polerowanie wstępne



BAL107F



BAL109F



BAL123F



BAL121F



BAL144F



BAL108F



BAL124F

polerowanie końcowe



BAL107XF



BAL09XF



BAL123XF



BAL121XF



BAL144XF



BAL108XF



BAL124XF

nabliyszczanie



BAL109UF



BAL193UF

ultranabliyszczanie (opcjonalnie)



4-stopniowa uznana, ekonomiczna linia pokrywana nasypem z węgliku krzemu stworzona dla złota i amalgamatu (etap czwarty może być stosowany opcjonalnie)

BUN Basic Universal

Podstawowa Linia Uniwersalnego Zastosowania



BUN101M

BUN107M

BUN109M

BUN120M

BUN122M

BUN142M

Ekonomiczna linia bez pokrycia diamentowego. Uniwersalne gumki pokryte węglikiem krzemu do wygładzania wszelkich materiałów.

BPR Basic Prophylaxe

Podstawowa Linia Profilaktyczna



BPR109F

BPR109M

BPR123F

BPR128XF

BPR129XF


BPR130F



Linia gumek do polerowania z użyciem lub bez użycia past polerskich, pokryta delikatnym nasypem dla wzmocnienia efektu działania past.

BBR Basic Bracket

Podstawowa Linia Ortodontyczna




BBR107M

BBR109M

BBR124M

1-stopniowa linia o ochronnym nasypie stworzona do usuwania pozostałości po mocowaniach zamków ortodontycznych. Zastosowanie gumek umożliwia polerowanie bez ryzyka naruszenia szkliwa.



NEVADENT composite




**Zestaw pędzelków
do modelowania kompozytów**

6 szt. pędzelków + trzonek




FCO Foil Composite

Poliestrowe dyski do kompozytu



Poliestrowe dyski są oksydowane aluminium po jednej lub po obu stronach.

Poliestrowe paski do kompozytu




Poliestrowe paski do przestrzeni międzyzębowych.

4-stopniowa linia jednorazowych dysków do polerowania wypełnień z kompozytu.

FPR Foil Prophylaxe

Profilaktyczne paski poliestrowe



Poliestrowe paski pokrywane dwoma rodzajami nasypu do usuwania płytki nazębnej i polerowania. Jednostronnie oksydowane aluminium z zachowaniem przerw do precyzyjnego umieszczenia w pożądanym miejscu. Zastosowanie w profilaktyce, do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

Kamienie Arkansas



Dostępne w wersji na turbinę i kątnicę.

ZBN Brushes Nylon

Szczoteczki nylonowe



1113M



1110M



1112M



1111M

Szczoteczki nylonowe w połączeniu z pastami polerskimi wykazują uniwersalne zastosowanie.

ZBC Brushes Nylon Color

Szczoteczki nylonowe kolorowe



1110P



1111P
miękka



1109P



1110PP



1111PP
średnia



1109PP



1110B



1111B
twarda



1109B

Szczoteczki nylonowe o różnej twardości włosa do stosowania z pastami polerskimi.

ZBS Brushes SiC

Szczoteczki impregnowane węglikiem krzemu



1110S



1111S



1112S



1110G



1111G



1112G

Szczoteczki impregnowane węglikiem krzemu do polerowania wypełnień kompozytowych.

ZBH Brushes Natural Hair

Szczoteczki z naturalnego włosa



1110H



1111H



1112H

ZBD Brushes Diamonds

Szczoteczki impregnowane diamentem



1110DIA



1111DIA



1112DIA

ZFP Dyski Filcowe



FP 5,0



FP 3,5